

## **LEYBOLD®**

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 12.12.2025

Ref: 5545842

Echantillon biséléniure tantale

Échantillon de diséléniure de tantale sur support pour l'étude de la distribution de la densité de charge sur la surface de l'échantillon à l'aide du microscope à effet tunnel (554 581). Observation des ondes de densité de charge (en anglais, Charge Density Waves - CDW) sur la surface.

## Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Physique des solides > Structures cristallines > Microscope à effet tunnel