



Date d'édition : 21.06.2026



**Ref : 36132**

**Seringue 25 ml avec plateau récepteur**

Pour initier à la notion de pression, produire des dépressions et des surpressions et pour réaliser des expériences sur la compressibilité des gaz. En l'associant à la seringue de 100 ml ( 36133 ), on obtient un rapport de section et des masses de 1 : 4. Avec plateau pour masses et ?illetts pour la fixation d'un dynamomètre.

Caractéristiques techniques :

Longueur: 31 cm env.

### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Mécanique > Mécanique des gaz > Modèles de pompes et seringues à gaz