

LEYBOLD®

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 12.12.2025



Seringue 100 ml avec plateau récepteur

Pour initier à la notion de pression, produire des dépressions et des surpressions et pour réaliser des expériences sur la compressibilité des gaz. En l'associant à la seringue de 25 ml (36133), on obtient un rapport de section et des masses de 1 : 4. Avec plateau pour masses et ?illets pour la fixation d'un dynamomètre.

Ref: 36133

Caractéristiques techniques : Longueur:32 cm env.

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Mécanique > Mécanique des gaz > Modèles de pompes et seringues à gaz