



Date d'édition : 04.02.2026

**Ref : 54011**

## **Équipement électrostatique 1**

Pour des expériences d'électrostatique telles que l'attraction, la répulsion, l'identification de la charge et de la polarité, l'effet de pointe, l'ionisation etc.

Matériel livré :

- 2 bâtonnets en PVC
- 2 bâtonnets en résine acrylique
- 1 chiffon en laine
- 1 suspension pour bâtonnets
- 1 pointe enfichable
- 1 pendule double
- 1 plaque de condensateur enfichable
- 1 plaque diélectrique
- 1 lampe à décharge
- 1 tige perforée
- 1 plateau de rangement compartimenté (86 mm x 518 mm)

### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Électricité/Électronique > Électrostatique > avec l'électromètre relatif