



Date d'édition : 10.03.2025

Ref : C5.3.1.1

C5.3.1.1 Analyse des gaz d'échappement

Dans des conditions idéales, seuls de l'eau et du dioxyde de carbone résulteraient de la combustion des hydrocarbures.

S'il s'agit d'un mélange de différents combustibles comme l'essence, par exemple, il peut également se former des oxydes d'azote ou de soufre.

Dans l'expérience C5.3.1.1, on utilise des tubes indicateurs pour étudier différents gaz d'échappement et leur teneur en de tels sous-produits de combustion.

Équipement comprenant :

3 665 914 Seringue à gaz 100 ml avec robinet à 3 voies

3 667 312 Raccord en verre, 2 x GL 18

3 667 305 Capuchon à vis GL 18 avec trou

3 667 296 Joint en silicone GL 18/10, lot de 10

1 666 313 Tube indicateur de NOx, 0,5...50 ppm, lot de 10

1 666 319 Tube indicateur de CO, 0,5...7,0 %, lot de 10

1 666 314 Tube indicateur de SO₂, 1...25 ppm, lot de 10

1 667 015 Lime en verre

1 313 27 Chronomètre manuel, 60s/0,2s

1 662 302 Sachets d'air, jeu de 30

1 665 009 Entonnoir PP 75 mm Ø

1 Complément nécessaire : Échantillon d'échappement, par exemple, Échappement de voiture ou la fumée de cigarette

Catégories / Arborescence

Sciences > Chimie > Expériences pour le supérieur > Chimie technique > Chimie et environnement > Épuration des gaz d'échappement

Options



Date d'édition : 10.03.2025

Ref : 662302

Jeu 30 sachets d'air de rechange

Lot de 30 sachets pour le spiromètre de démonstration

Ref : 665914

Seringue à gaz avec robinet à 3 voies, 100 ml: 1/1



Pour mesurer et prélever un volume de gaz défini. Le corps cylindrique est gradué tous les 1 ml. Le verre SVL (à rodage de précision) garantit une parfaite étanchéité avec une grande souplesse de déplacement du piston ainsi qu'un ajustage parfait des éléments entre eux.

Caractéristiques techniques :

Volume : 100 ml
Robinet : 3 voies

Ref : 666313

Tubes test NOx, 0,5 à 50 ppm, lot de 10



Lot de 10 tubes.

Caractéristiques techniques :

Gamme : 0,5...50 ppm



Date d'édition : 10.03.2025

Ref : 666314

Tubes test SO₂, 1 à 25 ppm, lot de 10

Lot de 10 tubes.

Caractéristiques techniques :
Gamme : 0,5...25 ppm

Ref : 666319

Tubes test CO, 0,5 à 7,0%, lot de 10

Lot de 10 tubes.

Caractéristiques techniques :
Gamme : 0,5...7 vol %,

Ref : 667015

Lime à verre, triangulaire

Ref : 667296

Joints en silicone pour filetage GL 18, trou 10 mm Ø, lot de 10



Joints en silicone pour raccords filetés GL, avec manchette PTFE pour une haute résistance aux produits chimiques.

Caractéristiques techniques :

Filetage GL : 18
Ø ext. x int. : 16 x 10 mm
Pour tubes de diamètre : 9,0 - 11



Date d'édition : 10.03.2025

Ref : 667305

Capuchon à vis GL 18 avec trou diamètre 11mm, sans joint



Capuchon à vis avec trou, en PBTP, rouge, pour filetage GL, sans joint.

Caractéristiques techniques :

Filetage GL18

Trou : 11 mm

Ref : 667312

Raccord en verre CPS, 2 GL 18



Avec 2 raccords filetés GL 18 à joints en silicone (\varnothing int. : 8 mm) et joints en Téflon fixés par bride.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 90 mm

Diamètre : 16 mm



Date d'édition : 10.03.2025

Ref : 31327

Chronomètre portable manuel avec boîte de protection

Graduation: 60 s, précision lecture 0.2s; 30 min, diamètre 5 cm



Caractéristiques techniques:

Gamme de mesure du cadran : 30 min

Précision de lecture : 0,2 s

Graduation du cadran : 60 s/30 min

Diamètre : 5 cm

Ref : 665009

Entonnoir en plastique, 75 mm Ø



En polypropylène, surface intérieure lisse.

Caractéristiques techniques :

Diamètre : 75 mm Hauteur : 110 mm Avec angle de 60°